

DNA-testin lähettäminen Labokliniin

1. Tilaa ilmaiset näytteenotto- ja lähetys-
tarvikkeet Laboklinin Suomen toimistolta:
info@laboklin.fi. Jos eläinlääkärisi käyttää
Laboklinin palveluita, saat häneltä kaiken
tarvittavan näytteenoton yhteydessä.
2. Eläinlääkäri/virallinen näytteenottaja ottaa
näytteen ja tarkistaa samalla eläimen
tunnisteen.
3. Täytä tutkimuslomake ([laboklin.fi/
tutkimuslahetteet/](http://laboklin.fi/tutkimuslahetteet/)) huolellisesti tekstaten.
4. Näyte postitetaan Laboklinin Suomen toimis-
toon: **LABOKLIN, tunnus 5017015, 01006
vastauslähetys**, josta näytteet lähetetään
päivittäin kuriirikuljetuksena Saksaan
Laboklinin laboratorioon.
5. Laboklin analysoi näytteen ja saat tulokset
sähköpostitse (halutessasi myös postilla).
6. Saat Laboklinilta laskun tutkimuksista sähkö-
postitse. Lasku maksetaan Nordean pankki-
tilille.

LABOKLIN

Kliinisen Diagnostiikan Laboratorio

LABOKLIN Suomen toimisto
Neitsytpolku 8 E, 00140 Helsinki, 044-0675353
info@laboklin.fi | www.laboklin.fi

DNA-näyte

DNA-tutkimus voidaan tehdä verinäytteestä tai poskisolunäytteestä

Verinäyte

Eläinlääkäri/virallinen näytteenottaja tarkistaa eläimen tunnusteen ja täyttää lähetteen määrittystä varten. Verinäyte otetaan EDTA-putkeen (1 ml riittää). Putkeen merkitään koiran nimi ja mikrosirunumero.

Vanutikkujen/poskisoluharjan käyttöohjeet

1. Älä ruoki eläintä 2 tuntia ennen näytteenottoa, jottei näytteeseen tulisi muusta lähteestä peräisin olevaa DNA:ta.
2. Hankaa vanutikkua/poskisoluharjaa posken limakalvolla voimakkaasti 15 sekunnin ajan jotta siihen tarttuu riittävästi soluja.
3. Ota aina kaksi näytettä. Geenitestiä ei voi tehdä jos käytettävissä ei ole tarpeeksi geneettistä materiaalia.
4. Kuivata vanutikkuja/poskisoluharjaa tunnin ajan näytteenoton jälkeen. Liika kosteus voi pilata näytteen kuljetuksen aikana.
5. Merkitse eläimen tiedot kuljetusputkeen ja lähetä näytteet meille.

Näytteen pakkaus

Pakkaa näyte hyvin. Pakkauksen on koostuttava kolmesta osasta: näyteputki, suoja pakkaus, esim. minigrip-pussi ja tukeva ulkopakkaus. Lähetä se postitse Laboklinin Suomen toimistoon: LABOKLIN, tunnus 5017015, 01006 vastauslähetys.. **Muista laittaa (tekstaten) täytetty tutkimuslomake mukaan pakkaukseen.**

